



グリップロック アーテリアル [4200ZAB] 取扱説明書

ドレッシング材の貼り付けに関する各病院の標準実施要綱に従い皮膚の前処理を行います。
接着性を高めるため、一部の患者では皮膚の前処理または除毛が必要となる場合があります。

動脈ライン固定時の使用例



裏面の剥離紙の中央の部分を剥がして、粘着面を露出させます。



グリップロックをカテーテルに被せ、ラインを透明ドーム部の切れ込みに装着します。



透明ドームを保持しながら軽く押さえ、皮膚に均一に貼り付けます。残っている裏面の剥離紙を剥がし、整えながら手首に貼付します。



透明ドーム側面にあるガイドフックにラインを固定します。

製品情報

型番	商品名	用途	チューブ径	全長	梱包単位	JAN
4200ZAB	GRIP-LOK アーテリアル	動脈ライン (Aライン)	—	8.9cm (3.5 インチ)	20/箱	4946685170262

製造販売元

 株式会社 **林寺メディノール**
〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号
TEL: 076-222-6531 FAX: 076-222-2922

外国製造所

